



Índice

• Whiteness HP Maxx • Whiteness Perfect	01
• Whiteness HP Blue • Whiteness Super-endo	02
• Whiteness RM • Whiteness HP Automixx	03
• Top Dam: Barrera gingival • Vittra Unique	04
• Opallis • PrimmaArt	05
• Vittra APS • Ortho Bite	06
• Ambar • Ambar Universal	07
• Diamond • Diamond Flex	08
• Diamond Pro • Diamond Excel	09
• Desnsibilize KF • Allcem Veener	10

• Allcem Core	11
• Allcem Dual	
• Orthocem	12
• Whitepost DC	
• Whitepost DC-E	13
• Condac Porcelana	
• Condac 37	14
• Voxelprint	
• Arcflex Mediano / Grande	15



Whiteness HP Maxx

Whiteness HP Maxx es un aclarador a base de peróxido de hidrógeno a 35% para aclaramiento de dientes vitales y no vitales con bloqueador de calor. HP Maxx cuenta con una presentación de dos fases: peróxido y espesante, de esta forma permite que el producto sea manipulado solamente en la cantidad necesaria, evitando desperdicios.

Mini kit para 1 paciente

- 1 frasco con 4 g de peróxido de hidrógeno concentrado.
- 1 frasco con 2 g de espesante.
- 1 frasco con 2 g de Neutralize.
- 1 espátula y 1 placa para preparar.
- 1 Top Dam con 1 g.

Kit para 3 pacientes

- 1 frasco con 10 g de peróxido de hidrógeno concentrado.
- 1 frasco con 5 g de espesante.
- 1 frasco con 2 g de Neutralize.
- 1 espátula y 1 placa para preparar.
- 1 Top Dam con 2 g.



Whiteness Perfect

Whiteness Perfect es un gel aclarador dental para el tratamiento casero a base de peróxido de carbamida al 16% y al 22%. Con nitrato de potasio y fluoruro de sodio como agentes desensibilizantes, pH neutro y excelente viscosidad.

Tiempo de uso recomendado

- 16%: 3 o 4 horas o uso nocturno.
- 22%: 1 hora.



Whiteness HP Blue

Whiteness HP Blue es un sistema de aclaramiento dental a base de peróxido de hidrógeno al 35%.

- Aplicación única. Puede ser mantenido hasta 40 min en contacto con los dientes.
- PH estable y alcalino.
- Adicionado con calcio para reducir la caída de microdureza del esmalte.
- Color violeta que se mantiene a lo largo del proceso, facilitando el control visual.

Contenido

- 1 conjunto de jeringas con 1.2 g.
- 1 jeringa Top Dam de 2 g.



Whiteness Super-endo

Whiteness Super-endo es un gel aclarador a base de peróxido de carbamida al 37% para aplicación en el interior de la cámara pulpar. El único del género listo para uso.

- Se elimina fácilmente de la cámara pulpar al final del tratamiento.
- Fácil aplicación intracoronaria.



Whiteness RM

Whiteness RM es un removedor de manchas por microabrasión que presenta en su composición ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio.

Contenido

- 1 jeringa con 2 g.
- Espátula.
- Puntas.



Whiteness HP Automixx

Aclaramiento dental a base de peróxido de hidrógeno al 35% para aclaramiento en consultorio.

- Aplicación única. Puede ser mantenido hasta 50 min en contacto con los dientes.
- PH estable y alcalino.
- Contiene bloqueador de calor que impide que el calor emitido por alguna fuente perjudique la pulpa.

Kit para 1 paciente

- 1 jeringa de Whiteness HP Automixx con 2 g.
- 2 puntas de automezcla.
- 1 jeringa de Top Dam con 1 g.

Kit para 3 pacientes

- 1 jeringa de Whiteness HP Automixx con 5 g.
- 5 puntas de automezcla.
- 1 jeringa de Top Dam con 2 g.
- 1 espátula y 1 placa para preparar.
- 1 frasco de solución Neutralize con 2g (neutralizador de peróxido).



Top Dam: Barrera gingival

Top Dam es una resina fotocurable, que permite una aplicación directa y fácil eliminación.

- Viscosidad y tixotropía adecuados.

Contenido

- 1 jeringa con 2 g.
- 3 puntas de aplicación.
- Disponible en colores azul y verde.



Vittra Unique

Resina unicromática con capacidad de reflejar el color del diente como un efecto camaleón.

- Efecto camaleón. La resina reproduce el color del sustrato dental después de la polimerización.
- Posee altos índices de resistencia a la flexión y tenacidad a la rotura.
- No requiere estratificaciones en la gran mayoría de los casos y posibilita la adopción de una técnica incremental sencilla, sin uso de diferentes grados de opacidad/translucidez.

Contenido

- 1 jeringa con 4 g.



Opallis

Opallis es un compuesto de resina nano-híbrida (microhíbrido con nanopartículas) para la restauración directa de dientes anteriores y posteriores.

- Reducido desgaste y rugosidad superficial.
- Opalescencia y fluorescencia compatibles con la estructura dental.
- Colores compatibles con la escala Vita Classical®.

Contenido

- 1 jeringa con 4 g para esmaltes y dentinas.
- 1 jeringa con 2 g para los colores especiales.



PrimmaArt

Resina bisacrílica para confección de provisionales.

- Más resistente a la rotura y desgaste.
- Excelente estética: alto brillo y fácil pulido.
- Reduce en hasta 40% el desperdicio de material.
- Colores compatibles con la escala Vita Classical®.
- Baja liberación de calor.

Indicado para

- Confección de provisionales para procedimientos indirectos tales como: inlays, onlays, coronas, carillas y puentes.
- Relleno de resinas prefabricadas, policarbonato o restauraciones metálicas.
- Mock-ups.

Cartucho PrimmaArt

- Cartucho con 75 g + 10 puntas de automezcla. (Compatible con pistola universal)

Jeringa PrimmaArt

- 1 jeringa con 7 g. + 5 puntas de automezcla. (Aplicación sin el uso de pistola)

Puntas

- 5 o 20 puntas de automezcla para jeringa o cartucho.



Vitra APS

Composite premium a base de silicato de zirconia, con alta estética y durabilidad, libre de BPA.

- Capaz de producir superficies extremadamente pulidas y mantener este pulido.
- Total previsibilidad de color de la resina incluso antes del fotocurado.

Indicado para

- Restauraciones directas de dientes anteriores y posteriores de clases I, II, III, IV y V.
- Carillas directas en resina compuesta.
- Pegado de fragmentos de dientes.
- Reducción o cierre de diastemas.
- Confección de núcleos de relleno.
- Reparos en porcelana y/o composite.

Jeringa

- 1 Jeringa con 2 g. para colores: Trans OPL / Trans N.
- 1 Jeringa con 4 g. para colores: DA1 / DA2 / EA1 / EA2 / EA3.

Kit Vittra APS

- Incluye 6 resinas: 1 DA1, 1 DA2, 1 DA3, 1 EA1, 1 EA2 + 1 Trans N.
- 1 Ambar APS con 6 g.
- 1 Condac 37 con 2.5 ml.



Ortho Bite

Resina compuesta fotocurable para desoclusión dental y cementación de bandas ortodóncicas.

Las cargas esferoidales nanométricas presentes, favorecen el deslizamiento con los dientes antagonistas generando mayor confort para el paciente.

- Gracias a su viscosidad, permite construir levantes de mordida y cementar bandas ortodóncicas.
- Posee un colorante color azul que ayuda en la aplicación y permite la fácil remoción de los residuos.

Indicado para

- Levantamientos oclusales.
- Desoclusión dental temporal.
- Cementación de bandas ortodóncicas.

Contiene

- 1 Jeringa con 4 g.



Ambar

Ambar es un sistema adhesivo fotopolimerizable autograbante para esmalte y dentina, responsable de la unión entre la estructura dental y los materiales restauradores.

Este adhesivo consta de 2 pasos: primer y adhesivo en el mismo frasco.

- Elevado grado de conversión.
- Adecuado sellado marginal.

Contenido

- 4 ml de adhesivo



Ambar Universal

Ambar Universal es un sistema adhesivo universal fotopolimerizable autograbante para esmalte y dentina.

- Elevada adhesión en diferentes modos de aplicación: grabado ácido total, selectivo en esmalte y autograbado.
- Adhesión a diferentes superficies como: metales, cerámicas, composites y postes de fibra de vidrio.
- MDP Potencializado: aumento de la resistencia de unión y mejora de la estabilidad de la película adhesiva.
- Aspecto incoloro.
- Perfecto para aplicación intracanal.
- Libre de BPA

Indicado para

- Restauraciones directas de dientes anteriores y posteriores de clases I, II, III, IV y V.
- Cementación adhesiva de piezas protésicas.
- Reparaciones adhesivas de cerámicas y resinas compuestas.
- Aumento de la adhesión en piezas protésicas hechas de metal o cerámica.
- Confección de núcleos de relleno.
- Reparos en porcelana y/o composite.

Contenido

- 5 ml de adhesivo + primer.



Diamond

Diamond son discos de fieltro natural utilizados para soportar pastas y abrasivos para pulir superficies, disponibles en tamaños 8 y/o 12 mm.

- Facilita su acoplamiento al mandril.
- Pueden ser utilizados en amalgama, resina, metal, ionómero de vidrio, etc.
- Sin partes metálicas para reducir el riesgo de dañar las restauraciones.

Contenido

- 24 discos de fieltro (8 mm y 12 mm)
- 1 mandril



Diamond Flex

Diamond Flex son discos flexibles utilizados para soportar pastas y abrasivos para el pulido de materiales restauradores y del esmalte dental.

- Facilita su acoplamiento al mandril.
- Gracias a su flexibilidad permite pulir en superficie irregulares y anguladas.
- Reduce el riesgo de dañar las restauraciones.

Contenido

- 24 discos de fieltro (8 mm y 12 mm)
- 1 mandril



Diamond Pro

Diamond Pro es un disco de lija flexible disponible en 4 tipos de grano (grueso, medio, fino y extrafino) con tamaños de 8 y/o 12 mm de diámetro. Posee un sistema de encaje rápido que facilita su acoplamiento al mandril.

Las 4 diferentes granulaciones utilizadas en la secuencia correcta resultan en una superficie más uniforme y lisa:

- Gruesa
- Media
- Fina
- Extrafina

- Adaptable a superficies irregulares y curvas.

Contenido

- 56 discos de lija (8 mm y 12 mm) divididos en cuatro tipos de grano:
 - Gruesa.
 - Media.
 - Fina.
 - Extrafina.
- 1 mandril.



Diamond Excel

La pasta de pulido es producida con diamante micronizado de granulación extrafina (2 a 4 micras) y altísima dureza para satisfacer las exigencias de pulido y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas y otros materiales restauradores.

- Gracias a su flexibilidad permite pulir en superficies irregulares y anguladas.
- Reduce el riesgo de dañar las restauraciones.

Contenido

- 24 discos de fieltro (8 mm y 12 mm)
- 1 mandril



Desensibilize KF: Desensibilizante

Desensibilize KF 2% y 0.2% es un gel desensibilizante de baja viscosidad a base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio que le confieren doble acción desensibilizante.

- Doble acción desensibilizante: resultante del nitrato de potasio (acción neural) con fluoruro de sodio (acción oclusiva).
- Disponible en 2 concentraciones de flúor.

Indicado para

- KF 0,2%: Se puede entregar al paciente para aplicación casera en las férulas.
- KF 2%: Esta versión es de uso exclusivo del dentista para aplicación en consultorio.

Contenido

- 1 jeringa con 2.5 g.
- 1 punta.



Allcem Veener

Allcem Veener es un cemento de resina fotopolimerizable FGM desarrollado para la cementación estética de carillas, lentes de contacto y fragmentos cerámicos, ofreciendo estabilidad de color, alta adhesión y excelentes propiedades mecánicas.

- Reduce o elimina el cambio visual de color y opacidad antes y después de la fotopolimerización.
- Mayor tiempo de trabajo en campo iluminado.
- Longevidad estética que conserva el tono natural del diente.
- Permite diagnóstico radiográfico del material cementado.

Contenido

- 1 jeringa con 2.5 g.
- 5 puntas.



Allcem Core

Allcem Core es un cemento de resina de cura doble indicado para la construcción de núcleos de llenado (muñón) y cementación adhesiva de postes intrarradiculares y coronas protésicas.

- Polimerización química en ambientes donde la luz no alcanza plenamente y fotopolimerización para facilitar el trabajo al construir el muñón.
- Elevada resistencia a la flexión y la compresión.
- Excelente adhesión a la dentina, esmalte, bloques de CAD / CAM, cerámica, porcelana, resina y metal.

Indicado para

- Construcción de muñón.
- Cementación de postes.
- Cementación de coronas

Contenido

- 1 jeringa doble con 6 g.
- 8 puntas.



Allcem Dual

Allcem Dual es un cemento de fraguado dual, autopolimerizable y fotopolimerizable, especialmente diseñado para la cementación de piezas de disilicato de litio, metal y zirconio.

- Excelente adhesión en diferentes superficies.
- Polimerización química en ambientes donde la luz no alcanza plenamente y fotopolimerización.
- Resistencia mecánica.

Contenido

- 1 jeringa con 5 g.
- 5 puntas.



Orthocem

Orthocem es un adhesivo/cemento fotocurable para pegar brackets ortodóncicos hechos de policarbonato, metal y cerámica.

- La cura fotoactivada permite al profesional total control del pegado de brackets y la instalación inmediata del arco ortodóntico.
- Translucidez adecuada y capacidad de resistir la variación de color a lo largo del tiempo no comprometiendo la estética de la sonrisa.

Contenido

- 1 jeringa con 4 g.
- 1 ácido grabador Condac 37.



Whitepost DC

Sistema de poste intrarradicular radiopaco fabricado en composite reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia mecánica que actúa como refuerzo intrarradicular de la estructura dental y promueve retención para el material restaurador definitivo o núcleo de relleno, en el caso de restauraciones indirectas.

Kit DC

- DC 0,5, DC 1, DC 2, DC-E 2 y DC 3
5 postes de cada tamaño (25 pines en total), brocas y guía de selección de postes.

Kit DC Refil

- 5 postes del mismo tamaño y 1 broca.



Whitepost DC-E

Whitepost DC-E (Especial) es diferente porque es más grueso en la región cervical. Ofrece más fuerza en casos con una cantidad menor de porción coronaria restante o para dientes con canales más anchos.

- La región cervical más gruesa para mayor relleno y resistencia en casos donde hay menor porción coronal remanente o para dientes con canales anchos.

Kit DC-E

- DC 0.5, DC-E 0.5, DC 1, DC-E 1 y DC-E 2
5 postes de cada tamaño (25 pines en total), brocas y guía de selección de postes.

Kit DC-E Refil

- 5 postes del mismo tamaño y 1 broca.



Condac Porcelana 10%

Condac Porcelana es un gel de baja viscosidad que contiene ácido fluorhídrico al 10% para el grabado de porcelana.

- Fácil eliminación: buena afinidad con el agua.
- Excelente consistencia: fácil de aplicar, no gotea del área aplicada.
- Posee un color rojo distintivo, que mejora la aplicación gracias al contraste que genera.

Contenido

- 1 jeringa con 2.5 g.
- 1 punta aplicadora.



Condac 37

Condac 37 es un ácido grabador gel de base acuosa que contiene ácido fosfórico al 37%.

Acondiciona el esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores con el diente.

- Fácil aplicación, no escurre del lugar aplicado.
- Buena afinidad por el agua y fácil eliminación.
- Gracias al color azul, es fácil la aplicación del producto.

Contenido

- 3 jeringas con 2,5 ml.



Voxelp rint

Voxelp rint un composite dental fotopolimerizable y biocompatible, indicado para la fabricación de prótesis unitarias sobre dientes e implantes.

Gracias a su alto contenido de cargas inorgánicas, compuestas por materiales vitrocerámicos, ofrece una alta resistencia mecánica, además de una versatilidad estética que proporciona brillo y características ópticas únicas.

Indicado para

- Coronas unitarias completas (anteriores o posteriores).
- Incrustaciones (inlays y onlays) y carillas.
- Coronas sobre componentes protésicos.
- Dientes artificiales para prótesis definitivas.

Contenido

- Frasco con 250 ml.



Arcflex Mediano / Grande

Arcflex es un retractor labial desarrollado para ayudar a profesionales de diversas áreas de la odontología.



Dirección

Calzada de Tlalpan 564, 2do Piso, Colonia Moderna
Benito Juárez, 03510 CDMX

WhatsApp

55 8171 0063

Oficinas

55 5440 3889

Redes Sociales

Fb: Laboratorios Gayz
Ig: @laboratoriosgayz
Tk: @laboratoriosgayz

