



Motor Eléctrico Dental Woodpecker **M2 PRO**





Pantalla táctil a color grande

Pantalla LCD de 3.5" que muestra todas las funciones, fácil de operar.

Rodamiento de Alemania **Baja vibración para una preparación dental más precisa**

Motor brushless de alto rendimiento con mayor torque y menor ruido:

Menor ruido y mayor capacidad para dividir coronas
Baja abrasión, baja generación de calor y vida útil más larga



Spray de agua de 4 orificios:

Salida de agua concentrada para una mejor refrigeración Salida estable que reduce efectivamente el aerosol, asegurando un entorno de tratamiento más seguro





- Preparación dental más precisa
- Mayor capacidad para dividir coronas
- Operación más segura

Sistema de microfiltración incorporado


Previene la entrada de objetos extraños en el conducto de agua.
Reduce efectivamente la probabilidad de obstrucción del conducto de agua.

Diseño antisobrecalentamiento

Previene que los pacientes se quemen al tocar accidentalmente la cubierta.
Más seguro y sin preocupaciones al operar.

Anti-retracción

Estructura anti-retracción. Reduce la infección cruzada.
Prolonga la vida útil del contra-ángulo.




Control de un solo botón



Restauración mínimamente invasiva, preparación dental precisa



Preparación con pieza de mano de turbina
Superficie rugosa con hoyuelos



Preparación con pieza de mano eléctrica
Superficie lisa sin rayas

Especificaciones

Rango de velocidad del motor	2000 a 40000 RPM <small>(Con nuestro contra-ángulo de aumento de velocidad 1:5, la velocidad máxima puede alcanzar los 200000 RPM)</small>
Torque máximo	3.5N · cm
Contra-ángulo compatible	16:1; 1:1; 1:5 (estándar); 1:4.2
Tamaño del motor	Φ22×76.7mm
Peso del motor	68g

Configuración

Unidad principal	x1
Motor con LED	x1
Contra-ángulo 1:5 con LED y rodamiento alemán	x1
Garantía de 2 años para la unidad principal	
Garantía de 1 año para el motor y el contra-ángulo	

Envíos a todo México

1 año de garantía

Dirección

Calzada de Tlalpan 564, 2do Piso, Colonia Moderna
Benito Juárez, 03510 CDMX

WhatsApp

55 8171 0063

Redes Sociales

Fb: Laboratorios Gayz
Ig: @laboratoriosgayz
Tk: @laboratoriosgayz

