

Runyes®
FOCUS ON DENTAL

CARE 22





CARE 22

La CARE 22 de Runyes está diseñada para ofrecer la mejor experiencia tanto para el odontólogo como para el paciente.

Con un diseño ergonómico, controles precisos y tecnología de última generación, esta unidad dental asegura un trabajo más cómodo, seguro y eficiente.

Ideal para consultorios que buscan calidad, durabilidad y estilo en un solo equipo.

Sillón

- Integrado con 2 almohadas que mejoran la ergonomía y mejoran la experiencia del paciente.
- El reposacabezas se puede ajustar rápida y fácilmente con una sola mano.
- Apoyabrazos abatible.
- Descenso suave, sin frustraciones y mayor comodidad para el paciente.
- Tapiz MEMORY FOAM EXTRA SOFT



Módulo del asistente

- Biarticulado para mejorar el acceso del operador y crea una apariencia elegante
- Jeringa triple
- Succión de líquidos
- Manguera de succión de aire
- Control de posiciones del sillón y del respaldo



*La pieza de mano que se muestra en la imagen es un accesorio opcional

LED DCI

- Luz blanca y amarilla
- Sensor para cambio de luz
- Intensidad graduable

DCI



Módulo principal

- Bandeja de almacenamiento extraíble, más fácil de limpiar.
- La percha se puede girar 90° hacia adentro; hacia afuera y hacia abajo 45°. Con posición de orificio grande, facilita las operaciones de inserción detrás de los médicos.
- Incluye panel de soporte

*Las piezas de mano que se muestra en la imagen son accesorios opcionales



Drenaje oculto

- Mejora la imagen y practicidad de la unidad



Escupidera

- Diseño más compacto fabricado en cristal negro



MODELOS DISPONIBLES











Modelo estándar



Modelo colibrí

COLORES DISPONIBLES



Runyes[®]

FOCUS ON DENTAL

Dirección

Calzada de Tlalpan 564, 2do Piso, Colonia Moderna
Benito Juárez, 03510 CDMX

WhatsApp

55 8171 0063

Oficinas

55 5440 3889

Redes Sociales

Fb: Laboratorios Gayz
Ig: @laboratoriosgayz
Tk: @laboratoriosgayz

